

SYNTHESE PRATIQUE DES TESTS

| Protocoles | Matériel | | | | | | | | | | | | | | | | Durée | Facilité de mise en œuvre | Conditions de réussites | | |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|----------|-------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------|-------|---------------------------|-------------------------|-------------|--|
| | Pelle Béche | Bac plastique | Bâche blanche | Agitateur | Bocal/ Pot cornichon | Arrosoir | Tuyau PVC 20cm daimètre | Marteau | Planche en bois | Mètre/Régle | Chronomètre/ Montre | Quadra 25cm² | Sac plastique troué | Bandelette pH | Couteau / Truelle / Sécateur | Crayon | | | | Moutarde | Eau |
| Texture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 mn | Très facile | - |
| pH | | | | | | | | | | | | | | | | | | Un peu | 5 mn | Très facile | - |
| Beerkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 doses de 310mL | 35 mn | Facile | Sol humide ressuyé |
| Vess | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 mn | Facile | Sol humide ressuyé, pas de travail du sol récent, période en présence de racine |
| Drop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 mn | Moyenne | Sol humide ressuyé non piétiné |
| Slake | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 mn | Facile | Sol humide ressuyé non piétiné, échantillon séché |
| Vers de terre - Moutarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10L minim. | 1h | Facile | De janvier à avril, avant intervention, sol humide ressuyé, distant de 10m de la bordure |